

DESINFECTANT LINGE

DESCRIPTION OU PROPRIETES

DESINFECTANT LINGE s'utilise en trempage dans un bac ou en prélavage, en rinçage en machine, ou en pulvérisation.

Convient pour tout type de machine à laver.

Formulation non moussante.

Bactéricide à 3%, conforme à la norme EN 1276. Fongicide à 3%, conforme à la norme EN 1650.

CARACTERISTIQUES

Composition :	Mélange de tensioactifs cationiques
Aspect :	Liquide limpide incolore
pH à 20°C:	7.0 ± 1.0
Densité à 20°C :	1.0

MODE D'EMPLOI

En pulvérisation : 30ml par litre d'eau.

Mettre dans un pulvérisateur et appliquer sur les zones à désinfecter.

En trempage : faire une dilution à 60ml pour 5 litres d'eau.

En machine : en prélavage : 30 ml par litre d'eau.
en rinçage : 30 ml par litre d'eau.

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 x 5L.

Bidon de 20kg.

DANGER

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0079) : + 33 (0)3 83 32 36 36. Nom commercial du fabricant : ORLAV-DESINFECTANT LINGE.

Produit strictement professionnel.

Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et/ou consulter un spécialiste.

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas respirer les projections de pulvérisation. Utiliser dans les zones bien ventilées.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Se rincer les mains après utilisation.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
Il appartient aux utilisateurs de s'assurer de la bonne destination du produit et des normes.